

CLENESAFE®

CITRO 21

Desinfectante para máquinas de hemodiálisis

5L
Concentrado

ES

Presentación, Área y finalidad de aplicación Bidón de 5 litros con asa de agarre, amplia base antiderrame y sello de seguridad. Durante la hemodiálisis, se utiliza para la desinfección y descalcificación de residuos orgánicos e inorgánicos formados en los generadores y circuitos de los dispositivos de hemodiálisis. No es compatible con superficies de aluminio y plexiglás. **Procedimiento de aplicación** Se dosifica automáticamente desde la tubería de desinfección del equipo de hemodiálisis. Debe utilizarse a una concentración de 1/20 (5 %). El tiempo de contacto es de 5 minutos. Siga las recomendaciones del fabricante del dispositivo de hemodiálisis. **Composición** 21 % Ácido cítrico monohidratado (CAS n.º 5949-29-1), 2,5 % Ácido málico (CAS n.º 617-48-1), 2,5 % Ácido láctico (CAS n.º 50-21-5) y agua desionizada. **Efecto microbiológico** 5 minutos; efecto bactericida, virucida, fungicida, tuberculocida y micobactericida. **Advertencias y condiciones de almacenamiento** ¡ATENCIÓN! Producto concentrado para uso profesional. Puede causar irritación ocular. Utilice ropa de protección, guantes y equipos de protección ocular/ facial. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Retire la ropa y el calzado contaminados por el producto y lave la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si persiste la irritación. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. No frote los ojos. Consulte a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuague la boca con agua. Consulte a un médico. Contacte inmediatamente con un Centro de Toxicología o un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. No reutilizar el envase. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el producto no utilizado como residuo peligroso.

Empaque: Caja (40 x 33 x 28 cm) incluye 4 unidades de desinfectante Citro 21 de 5 litros para máquinas de hemodiálisis, y el peso bruto de la caja es de 24,50 kg.



Distribuido Por:



Inversiones Masai Mara SpA (Medical Supply)

Gregoria 1040, El Belloto, Quilpué, Chile
+56 9 4256 6329

soporte@medicalsupply.cl | www.medicalsupply.cl

RUSON

■ **Ruson Kimya San. ve Diş Tic. A. Ş.**

Mimar Sinan Mah. Serhat Sokak
No: 12/A-1 Çekmeköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel.: +90 216 642 45 44
info@rusonkimya.com | www.rusonkimya.com

Código de catálogo CL-101.A

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Número de lote

35°C
Dilución automática en la máquina



CC2.1.08.01.2026-Rev.01

Client Name and address
Müşteri ismi ve adresi

RUSON KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Serhat Sokak No: 12/A-1 Çekmeköy-İstanbul-Türkiye

Standard
Standard

ISO 13485:2016 Quality Management Systems-Medical Devices

INSPECT assessed and approved that related firm meets the requirements of the designated standard at related scope
INSPECT ilgili kuruluşun yukarıda belirtilen standardın gereklerine uygunluğunu ilgili kapsamda tetkik etmiş olup onaylamaktadır.

Scope
Kapsam

DESIGN, PRODUCTION, SALE AND MARKETING OF ACIDIC AND BASIC HEMODIALYSIS SOLUTION CONCENTRATES & DISINFECTANT FOR SURGICAL INSTRUMENTS AND HEMODIALYSIS MACHINES

ASİDİK VE BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYON KONSANTRELERİ İLE CERRAHİ ALETLER VE HEMODİYALİZ MAKİNELERİ İÇİN DEZENFEKTAN TASARIMI, ÜRETİMİ, SATIŞI VE PAZARLAMASI

IAF / Category Code: A
Initial issue date: 24.Jan.2024
Issue date of this certificate: 24.Jan.2025
Validity of this certificate: 23.Jan.2027
Recertification date: 23.Jan.2027
Certificate No: 23.11.345-MD


Genel İl Manager

To verify the validity of this certificate please visit: www.inspect.com.tr
Bu sertifikanın geçerliliğini kontrol etmek için lütfen www.inspect.com.tr'yi ziyaret ediniz

The validity of this certificate is depend on the success of surveillance assessments
Bu belgenin geçerliliği ara denetimlerin başarılı olmasına bağlıdır.

INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. / TURKEY
www.inspect.com.tr - Belge periyodu 3 yıldır. / Certificate period is 3 years.

