

Set de Agujas de Fístula A.V.



CE 0123

WEGO

THE BLOOD PURIFICATION EXPERT

Set de Agujas de Fístula A.V.

Aguja de ala giratoria

Ala giratoria para una fácil manipulación.



Diseño mejorado del poro de la aguja

Desviación del flujo sanguíneo en múltiples direcciones y mejora el flujo sanguíneo.



Medidor	Longitud de aguja	Modelo	Tipo	Color de ala	Notas
17G	25mm	1.4×25GD/GS	Ala fija	Naranja	Con el ojo trasero, pinza, longitud del tubo de 300 mm, ala fija o giratoria disponible según su demanda.
		1.4×25XD/XS	Ala giratoria		
	32mm	1.4×32GD/GS	Ala fija		
		1.4×32XD/XS	Ala giratoria		
16G	25mm	1.6×25GD/GS	Ala fija	Verde	
		1.6×25XD/XS	Ala giratoria		
	32mm	1.6×32GD/GS	Ala fija		
		1.6×32XD/XS	Ala giratoria		
15G	25mm	1.8×25GD/GS	Ala fija	Azul	
		1.8×25XD/XS	Ala giratoria		
	32mm	1.8×32GD/GS	Ala fija		
		1.8×32XD/XS	Ala giratoria		

* GD/XD: Aguja individual; GS/XS: Agujas gemelas
480 piezas /cartón para agujas gemelas
288 piezas/cartón para aguja individual

Sede Corporativa

No.20 Xingshan Road, Weihai Torch Hi-tech Science Park, 264210 Weihai, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
Tel: +86 631 5660598 Fax: +86 631 5660598
www.wego-healthcare.com
PN:FNS20200702

Sede Negocios de Internacional

WEGO HEALTHCARE (SHENZHEN) CO., LTD.

25/F, East Technology Mansion, No.16, Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Tel: +86 755 33892500 Fax: +86 755 33892508
E-mail: info@wego-healthcare.com